

COVID19 ANTIGEN

RAPID TEST DEVICE
抗原検査ペン

検査待ち無し!
その場で確認! 唾液を採取して約15分で検出

研究用 日本製
検査1回分 MADE IN JAPAN
Designed by TOA Industry co., Ltd. in Japan.

特許出願 特願 2021-104490

オミクロン株
対応^{※4}

新型コロナウイルスが
存在するかを判定。^{※1}

一体型

お口に入れれば
約15分で検出
出来ます。

精度
99.4%
以上^{※3}

変異株
対応^{※4}

本検査キットを使用して
検出ありの方は、無料で
PCR検査を致します。

東亜産業 PCR総合検査センター
24時間365日、日本全国どこでも
すぐお届け回収!! 詳しくはこちら▶



※1 本検査キットは、判定ラインの発色を視覚的に解釈することにより、SARS-CoV-2 ウイルス抗原を検出します。
※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。
※3 感染の有無については専門の病院等にご相談ください。本検査キットで判断することはできません。

※3 当社PCR検査との比較実験(陽性50検体・陰性50検体)では、陽性陰性一致率100%。(あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いないでください。)
※4 現時点において、N501Y-L452Rの変異株の検出が可能であることについては確認しております。オミクロン株対応(理論上のみ)



(販売用 パッケージ吊下げタイプ)
(アルミ包装袋)
サイズ: 約W12.5x23.5cm



新型コロナウイルス
抗原検査ペン型デバイス

オミクロン株対応^{※4}

(キット内容物) ・試験紙付き ・乾燥剤×1 (使用期限) 製造より2年
・唾液コレクター×1 ・使用説明書×1 (型番) TOA-CAR-TS
・抽出バッファ×1 (J A N) 4562441909374